

## Notice d'utilisation

### Thermomètre Médical Parlant à usage externe

Réf. 22220



Juin 2017

#### Table des Matières :

<b>1. Description .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Utilisation du thermomètre .....</b>	<b>3</b>
2.1. Avant votre première utilisation.....	3
2.2. Utilisation du thermomètre : .....	3
2.3. Nettoyage : .....	4
<b>3. Paramètres avancés .....</b>	<b>4</b>
3.1. Désactivation de la fonction vocale.....	5
3.2. Changement de langue .....	5
3.3. Changement d'unité de mesure .....	6
<b>4. Remplacement des piles .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Consignes de sécurité et recyclage .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Caractéristiques techniques .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Nota Bene .....</b>	<b>7</b>

## 1. DESCRIPTION :

Ce thermomètre médical parlant vous permet de vérifier votre température corporelle. Il est exclusivement conçu pour un usage axillaire (sous les aisselles), et ne doit en aucun cas être utilisé selon les autres méthodes (orale ou rectale).

La prise de température est simple et rapide et offre la même précision que les thermomètres classiques numériques utilisés en clinique.

Pour découvrir votre thermomètre, sortez le de son étui, et positionnez-le verticalement (pointe vers le bas), l'écran (côté lisse) face à vous. De haut en bas vous découvrirez:

*Sur la face avant :*

- une touche ovale, bleue, au toucher « caoutchouc »
- un large afficheur digital rectangulaire, au toucher lisse.
- une sonde bleue, flexible, au toucher « caoutchouc »
- au bout de la pointe flexible la sonde métallique.

*Sur la face arrière :*

- deux petits trous, contenant des vis pour démonter le thermomètre : à ne surtout pas toucher.
- le compartiment à piles, dont le couvercle rectangulaire, muni de rainures en relief, s'ouvre en coulissant sur la gauche.
- avant la première utilisation une petite languette en plastique dépassera sur la droite du compartiment à piles : à retirer pour libérer le fonctionnement des piles (voir paragraphe ci-dessous).
- le haut-parleur (petits trous formant une croix).

## **2. UTILISATION DU THERMOMETRE**

### ***2.1. Avant votre première utilisation:***

La durée de vie des piles de votre thermomètre est préservée lors de son stockage : pour cela une languette en plastique a été positionnée sous une des piles. Pour libérer le fonctionnement des piles :

- Positionnez le thermomètre face arrière vers vous.
- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers la gauche et retirez le couvercle.
- Placez votre pouce gauche sur la pile située à droite pour la maintenir en place, puis saisissez de la main droite la languette qui dépasse sur le côté droit du compartiment et tirez doucement pour libérer la languette.
- Appuyez sur la pile pour vous assurer qu'elle revienne bien à sa place dans le compartiment.
- Repositionnez le couvercle : posez-le sur les piles et actionnez sa fermeture en le faisant coulisser vers la droite.
- Votre thermomètre est prêt à fonctionner.

### ***2.2. Utilisation du thermomètre :***

Appuyez sur l'unique touche du thermomètre pour l'activer : vous entendrez un bip ainsi que le message vocal : « Veuillez mesurer la température ». L'écran s'allumera brièvement d'une lumière bleue et affichera pendant un bref instant la dernière valeur de température, ou « L » quand il n'y a pas eu de mesure précédente.

Si aucune touche n'est utilisée ou aucune prise de température n'est initiée au bout d'une minute, vous entendrez un nouveau « Bip ». Le thermomètre s'éteindra automatiquement.

Pour éteindre le thermomètre avant la minute, appuyez à nouveau sur la touche (un bip vous le confirmera).

## Prise de température :

La méthode « Axillaire » (sous aisselle) est la seule méthode compatible avec ce thermomètre médical. Procédez comme suit :

- Assurez-vous que les dessous de bras soient secs. Une fois le thermomètre allumé, placez le sous l'aisselle.
- Maintenez fermement le bras pour que le thermomètre reste bien en place.
- Après quelques secondes, vous entendrez deux signaux sonores, puis le message : « Votre température est de ... °C ».
- La valeur restera affichée sur l'écran pendant dix minutes, avant que celui-ci ne s'éteigne automatiquement.
- En dessous de 37.8°C, l'écran s'éclairera en bleu quelques instants.
- Au-dessus de 37.8°C, après le message, l'écran s'éclairera en rouge et annoncera : « Vous avez de la fièvre ».
- En cas d'erreur de manipulation, le thermomètre émettra un signal sonore ainsi qu'un message : « Erreur, veuillez recommencer le test ».

## **2.3. Nettoyage :**

Après toute utilisation du thermomètre, nettoyez la sonde avec un tissu imbibé d'alcool isopropylique ou de l'eau tiède savonneuse. Veillez à sécher complètement le thermomètre une fois le nettoyage terminé. N'immergez pas le thermomètre dans l'eau ou l'alcool.

## **3. PARAMETRES AVANCES :**

**Attention** : les trois fonctions ci-dessous ne sont pas vocalisées pour la plupart des manipulations. Si l'affichage gros caractères du thermomètre ne vous suffit pas, nous vous conseillons de demander la collaboration d'une personne voyante.

### **3.1. Suppression de la fonction vocale :**

Vous pouvez désactiver la fonction vocale de votre thermomètre. Pour cela, thermomètre éteint :

- Laissez le bouton appuyé pendant 3 secondes.
- L'écran affiche « On » (fonction vocale activée).
- Appuyer sur le bouton.
- L'écran affiche « Off » (fonction vocale désactivée).
- NB 1 : jusqu'à ce stade, vous n'entendrez pas de bip de confirmation.
- NB 2 : pour vous assurer vocalement de votre manipulation, appuyez successivement sur le bouton : lorsqu'un bip se fait entendre, la voix est activée. Sans retour vocal de votre appui, la voix est désactivée.
- Une fois votre choix effectué, le thermomètre affiche « Lo ». Il est prêt à fonctionner (avec un nouveau bip si la voix est activée).

### **3.2. Changement de la langue :**

Votre thermomètre médical arrive paramétré en Français. Mais il est multi-lingue. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la langue dans laquelle vous entendrez les messages.

NB : cette fonction n'est pas accessible vocalement. Seul l'écran gros caractères vous guidera. Pour cela, thermomètre éteint :

- Laissez le bouton appuyé pendant 8 secondes.
- L'écran affichera « 01 » : chiffre pour la langue française.
- En appuyant successivement sur la touche vous passerez d'un langage à l'autre comme suit : 01 : Français – 02 : Anglais – 03 : Espagnol – 04 : Russe – 05 : Italien – 06 : Allemand, puis de nouveau à 01 : Français...
- Une fois votre choix arrêté, vous entendrez un bip et le message : « Veuillez mesurer la température », dans la langue choisie.

### **3.3. Changement de l'unité de mesure :**

Votre thermomètre arrive paramétré en degrés Celsius (°C). Si vous le souhaitez, vous pouvez le re-paramétrer en degrés Fahrenheit (°F).

NB : cette fonction n'est pas accessible vocalement. Seul l'écran gros caractères vous guidera. Pour cela, thermomètre éteint :

- Laisser le bouton appuyé pendant 12 secondes
- Vous entendrez un bip et l'écran affichera « ... °C »
- En appuyant successivement sur la touche vous passerez de °C à °F (aucun bip ne vous guidera).
- Une fois votre choix arrêté, vous entendrez un bip et le message : « Veuillez mesurer la température ».

### **4. Remplacement des piles :**

Quand l'affichage s'estompe ou si la synthèse vocale n'est plus très audible, il faut remplacer les piles. Il est préférable que cette opération soit effectuée par, ou avec l'aide d'une personne voyante.

Pour accéder au compartiment des piles, posez le thermomètre face avant contre la table.

Ouvrez le couvercle en le faisant glisser sur la gauche. A l'intérieur, vous trouvez trois piles AG13 de 1,5 volt, deux sur le côté gauche, l'une sur l'autre, et une sur la droite. Chaque emplacement possède une petite encoche. Glissez-y une petite pointe pour faire levier et retirer les piles.

Remplacez les piles usées par des neuves. Pour cela, positionnez-les avec le pôle positif (côté plat) vers le haut. Veillez à bien les placer sur leur contact.

Repositionnez ensuite le couvercle sur le compartiment, en le faisant glisser vers la droite, jusqu'au bout.

## **5. Consignes de sécurité et recyclage**

Ne pas exposer le thermomètre aux rayons du soleil directs, aux températures extrêmes, à l'humidité ou à la salissure.

Ne pas laisser tomber le thermomètre, ne pas le démonter.

Ce thermomètre ne doit être utilisé qu'en mode « axillaire » (sous aisselle). Il n'est pas conçu et adapté à toute autre mode (orale ou rectale).

Dans le cas où vous êtes incertains de la température mesurée, reprenez-la, et si le problème persiste, consultez votre médecin. Un enfant de moins de 16 ans doit nécessairement utiliser le thermomètre sous la surveillance d'un adulte.

Gardez le thermomètre hors de portée des très jeunes enfants. Pour son recyclage, ne le jetez pas dans la poubelle avec les déchets ménagers.

Renseignez-vous auprès de votre commune, ou du Service du Matériel Spécialisé, pour savoir comment procéder. Avant de le jeter, retirez-en les piles.

## **6. Caractéristiques techniques**

- Alimentation : trois piles AG13 de 1,5 volt
- Température de fonctionnement : 10° C à 50° C
- Humidité supportée : 10% à 90%
- Plage de mesure : de 32° C à 42.9° C Sous 32° C, l'afficheur indique «Lo°C», et au-dessus de 42.9° C il indique « Hi°C ».

## **7. Garantie – Retour produit**

Matériel non garanti, ni repris, ni échangé.

Pour raisons d'hygiène, nous vous demandons de tester votre thermomètre dans une main dès sa réception.

En cas de non fonctionnement, vous disposez de quatorze jours pour nous le retourner.