

**NOTICE D'UTILISATION :**  
**Bracelet Vibrant – 8 Alarmes**

**RÉFÉRENCES :**  
**35100 – 35101 – 35102 - 35103**



**1. DESCRIPTION :**

Le bracelet vibrant 8 alarmes est composé d'un petit module à affichage par LEDs, inséré dans une bande de caoutchouc pour une fixation comme une montre classique au poignet.

Il est alimenté par une pile facilement rechargeable grâce à son cordon USB (fourni).

Les 8 alarmes vibrantes de votre bracelet vous aideront à planifier votre journée et vos activités : réveil matin, prises de médicaments, rappel de rendez-vous, compte minutes, etc.

Une fois le bracelet à votre poignet, vous distinguerez sur son côté droit deux boutons saillants :

- A gauche le bouton A : il vous permet d'afficher et de régler les 8 alarmes. Chaque pression affichera les alarmes (A1, A2, etc), leur

état ('on' ou 'off'), ainsi que l'heure de déclenchement programmée.

- A droite le bouton B : il vous permet d'afficher l'heure (première pression), la date (deuxième pression) ainsi que l'état de charge de la batterie (troisième pression).

## **2. RÉGLAGE DE L'HEURE :**

- Pressez une fois le bouton B pour afficher l'heure.
- Pressez le une seconde fois en restant appuyé 2 secondes : seuls les chiffres des heures apparaîtront : vous pourrez alors les régler à l'aide du bouton A pour avancer et du bouton B pour reculer.
- Pressez à nouveau longuement le bouton B : seules les chiffres des minutes apparaîtront : vous pourrez alors les régler de la même manière.
- Un nouvel appui long vous amènera au mode d'affichage des heures. La montre affichera : '12' ou '24'. Appuyez sur un des deux boutons pour changer le mode d'affichage : 12 ou 24 heures (NB : pendant le réglage de l'heure l'affichage restera en mode 24 h).
- En pressant une nouvelle fois longuement le bouton B, vous validerez l'ensemble des réglages.
- Si le bracelet reste sans aucune manipulation pendant 4 secondes il s'éteindra en conservant votre dernier réglage.

## **3. RÉGLAGE DE LA DATE:**

- Pressez deux fois le bouton B pour afficher la date.
- Pressez le bouton B longuement : seuls les chiffres du jour apparaîtront : vous pourrez alors les régler à l'aide du bouton A pour avancer et du bouton B pour reculer.
- Pressez à nouveau longuement le bouton B : seules les chiffres du mois apparaîtront : vous pourrez les régler de la même manière.
- Un nouvelle pression du bouton B validera votre réglage.

## **4. RÉGLAGE DES ALARMES:**

Comme indiqué au paragraphe 1, le bouton A vous permet d'afficher et de régler les 8 alarmes de votre bracelet :

- Première pression du bouton A :
  - le bracelet affiche : 'A1' (pour alarme 1) et 'ON' si elle est activée ou 'OF' si elle est désactivée.
  - En appuyant alors sur le bouton B, vous pourrez changer son état : 'ON' ou 'OF' alternativement.
  
- Deuxième pression du bouton A : affichage de l'heure programmée de l'alarme 1. Pour régler l'heure de cette alarme :
  - Appuyez longuement sur le bouton A : seuls les chiffres des heures s'afficheront.
  - Vous pourrez alors les régler avec le bouton A pour avancer et le bouton B pour reculer.
  - Appuyez de nouveau longuement sur le bouton A : seuls les chiffres des minutes s'afficheront.
  - Vous pourrez alors les régler de la même manière et valider votre réglage avec un nouvel appui long sur le bouton A.
  
- Troisième pression du bouton A :
  - Le bracelet affiche 'A2' et 'ON' ou 'OF'
  - De même que pour l'alarme A1, le bouton B vous permet de changer l'état de l'alarme A2.
  
- Quatrième pression du bouton B : affichage de l'heure programmée de l'alarme A2. Pour la régler, procéder de même que pour l'alarme 1.
  
- Procédez de la sorte pour les 8 alarmes.

## 5. FONCTIONNEMENT DES ALARMES

A l'heure programmée de chaque alarme dont l'état affiche 'On', le bracelet émettra de fortes vibrations consécutives :

- 30 fois pour l'alarme A1 (recommandée en tant que réveil), et 12 fois pour les 7 autres alarmes.
- Vous pourrez éteindre votre alarme en appuyant sur le bouton de votre choix. Elle se redéclenchera le jour suivant.
- Sans aucune manipulation de votre part, l'alarme cessera d'elle-même après les 12 ou 30 vibrations.

## 6. CHARGEMENT DE LA PILE

Rappel : un triple appui sur le bouton B vous permet d'afficher l'état de charge de votre bracelet.

Si vous souhaitez le charger :

- Retirez le bracelet de votre poignet.
- Vous pourrez ensuite très facilement déloger le module de sa bande de caoutchouc.
- Sur le côté opposé à celui des boutons se situe l'emplacement du port USB : insérer la petite partie « micro USB » de votre câble.
- Insérer ensuite la partie « USB » du câble sur un ordinateur, ou sur un adaptateur secteur 5V (non fourni).
- Le module affichera alors son état de charge, ainsi que trois barrettes clignotantes.
- Il vous faudra moins d'une heure pour atteindre 100% de charge.
- Votre module aura alors une autonomie variable en fonction du nombre d'alarmes activées, mais tiendra sans soucis deux à trois semaines !
- Une fois la pile chargée à volonté, retirez le câble et replacez le module dans son bracelet de caoutchouc : veillez bien à respecter le sens d'insertion en alignant les boutons saillants du module avec ceux du bracelet en caoutchouc.



## 7. NOTA BENE

***A noter** : le bracelet vibrant ne possède aucune fonction vocale et devra être réglé par une personne voyante.*

Matériel non garanti. Non étanche.

Votre bracelet a été vérifié lors de sa réception en nos locaux. En cas de non fonctionnement, vous disposez d'un délai de 14 jours pour nous le retourner.