

## Notice d'utilisation

### Thermomètre Médical Parlant

Réf. 22209



**Août 2023**

## Table des matières

1. Description : .....	2
2. Mode d'emploi.....	3
Méthode pour prendre la température : .....	3
3. Utilisation du thermomètre : .....	4
4. Changement d'unité de mesure.....	4
5. Sélection de la langue .....	5
6. Remplacement des piles.....	5
7. Consignes de sécurité et recyclage .....	6
8. Caractéristiques techniques.....	7
9. Nota Bene .....	7

### 1. Description :

Le thermomètre médical parlant référence 22209 est de couleur blanche comportant une touche bleue et verte. Leur entourage est bleu foncé.

Ce thermomètre peut s'utiliser de manière orale, axillaire (sous les aisselles) ou rectale.

Le thermomètre est contenu dans un étui en plastique dur qui protège la pointe comportant la sonde lorsqu'on ne l'utilise pas.

Ce thermomètre est de forme rectangulaire sur le dessus, et plutôt conique vers le bas.

Pour le découvrir, positionnez-le verticalement (pointe vers le bas), les touches face à vous. De haut en bas :

*Sur la face avant :*

- L'afficheur digital rectangulaire,

- La grosse touche ronde bleue **MARCHE/ARRÊT** (ON/OFF),
- La petite touche ronde verte **PAROLE** (logo haut-parleur),
- Au bout de la pointe flexible se situe la sonde métallique.

*Sur la face arrière :*

- Le compartiment à piles (pile **AG10**), carré, fermé par une vis,
- Le haut-parleur,

## **2. Mode d'emploi**

Sortir le thermomètre de son étui.

Vérifier la propreté de la sonde et la nettoyer le cas échéant à l'alcool dilué, à l'eau savonneuse ou avec une lingette désinfectante.

### **Méthode pour prendre la température :**

#### a) Méthode buccale :

Évitez de boire ou manger des aliments chauds ou froids moins de 30 minutes avant la mesure.

Positionner le thermomètre sous la langue.

Bien fermer la bouche, sans mâcher ni bouger l'appareil. Attendre les bips sonores en fin de mesure pour retirer l'appareil et le thermomètre annoncera votre température.

#### b) Méthode axillaire (sous les aisselles) :

Bien nettoyer l'aisselle et la sonde à l'alcool dilué. Positionner le thermomètre sous l'aisselle en son milieu. Bien replier le bras sur l'appareil. Ne pas bouger le thermomètre pendant la mesure. Attendre les bips sonores de fin de mesure pour retirer l'appareil et le thermomètre annoncera votre température.

#### c) Méthode rectale :

La tête de mesure doit être placée au 2/3 de sa longueur dans le canal rectal. Ne pas bouger le thermomètre pendant la mesure.

Attendre les bips sonores de fin de mesure pour retirer l'appareil et le thermomètre annoncera votre température.

### 3. Utilisation du thermomètre :

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** pendant 1 seconde, vous entendrez un bip. L'écran montre alors pendant environ trois secondes la dernière valeur de température enregistrée et vous l'entendrez dire « **Veillez mesurer la température** ».

Placez-le immédiatement sous la langue, l'aisselle ou dans le rectum.

Effectuer la mesure en évitant de bouger le thermomètre et garder la même position pour obtenir un résultat précis.

Vous entendrez un signal sonore suivi du message « votre température est de ... Celsius ».

Si une anomalie est détectée au cours de la prise de la température, le message « ERR » s'affichera à l'écran. En même temps, il dira « Erreur, veuillez mesurer à nouveau ».

Si vous souhaitez réécouter la température, appuyez sur la petite touche ronde verte **PAROLE** (logo haut-parleur).

L'appareil s'éteindra automatiquement après 1 minutes et 10 secondes.

Vous pouvez aussi éteindre immédiatement le thermomètre en pressant la touche **ON/OFF**. Là encore, un bip le confirme.

### À NOTER

Après toute utilisation du thermomètre, il faut nettoyer sa partie fine avec un tissu imbibé d'alcool isopropylique, de l'eau tiède savonneuse ou une lingette désinfectante.

N'immergez pas le thermomètre dans l'eau ou l'alcool.

### 4. Changement d'unité de mesure

Cette fonction n'est pas vocalisée et nécessite l'aide d'une personne voyante.

Maintenez enfoncé le bouton **ON/OFF** pendant environ 12 secondes jusqu'à ce que l'unité de mesure s'affiche puis effectuez un appui bref pour changer l'unité de mesure.

## 5. Sélection de la langue

Le thermomètre est directement paramétré en français lors de son utilisation.

**Attention : Il est toutefois possible de sélectionner une autre langue, cependant cette fonction n'est pas vocalisée. Seule, une personne voyante peut procéder à ce réglage.**

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton **ON/OFF** pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que « 01 » s'affiche et relâchez. De suite, appuyer à nouveau de façon brève sur le bouton **ON/OFF** pour passer sur le numéro de la langue de votre choix.

Code de la langue comme ci-dessous pour la référence :

<b>Code</b>	01	02	03	04	05	06
<b>Langue</b>	Anglais	Espagnol	Français	Russe	Italien	Allemand

## 6. Remplacement des piles

Si le symbole s'affiche à l'écran ou si la synthèse vocale n'est plus très audible, il est nécessaire de changer la pile.

Enlever le capot du compartiment à pile, en appuyant dessus tout en le poussant dans le sens des flèches.

Pour y accéder, posez le thermomètre face avant contre la table.

Repérez ensuite le point en relief central de la face arrière. Vous trouvez au-dessus la vis de fermeture.

Dévissez celle-ci à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, pour pouvoir débloquer le couvercle de la trappe et l'ôter. À l'intérieur, vous trouvez trois piles AG10 de 1,5 volt.

Extraire la pile usagée au moyen si nécessaire d'un objet non métallique et non tranchant.

Pour cela, positionnez-la avec le pôle positif (côté plat) vers le haut. Veillez à bien placer la pile sur leur contact.

Repositionnez ensuite le couvercle sur le compartiment.

Après avoir replacé ce couvercle correctement, resserrez sa vis de fermeture à l'aide de votre tournevis.

## **7. Consignes de sécurité et recyclage**

Ne pas exposer le thermomètre aux rayons de soleil directs, aux températures extrêmes, à l'humidité ou à la salissure.

Ne pas laisser tomber le thermomètre, ni le démonter.

Ne pas utiliser la méthode orale pour les enfants. Ne pas utiliser le thermomètre oralement s'il a été employé par la méthode rectale.

Dans le cas où vous êtes incertains de la température mesurée, reprenez-la, et si le problème persiste, consultez votre médecin. Un enfant de moins de 16 ans doit nécessairement utiliser le thermomètre sous la surveillance d'un adulte.

Gardez le thermomètre hors de portée des très jeunes enfants. Pour son recyclage, ne le jetez pas dans la poubelle avec les déchets ménagers.

Renseignez-vous auprès de votre commune, ou du Service du Matériel Spécialisé, pour savoir comment procéder. Avant de le jeter, retirez-en les piles.

## 8. Caractéristiques techniques

- Alimentation : trois piles AG10 de 1,5 Volt,
- Température de fonctionnement : 32° C à 42.9° C,
- Précision de mesure :  $\pm 0.1^{\circ}$  C entre 35° à 39° C et  $\pm 0.2^{\circ}$  C entre 32° à 35° C et 39° à 42.9° C,
- Vitesse de mesure : 8 secondes,
- Sonde : rigide et étanche,
- Mémoire : automatique de la dernière mesure.

## 9. Nota Bene

**Pour des raisons d'hygiène**, nous ne reprenons pas le matériel utilisé.

Nous vous demandons de tester votre thermomètre dans une main dès sa réception.

Pour les mêmes raisons, nous ne procédons pas au remplacement des piles sur ce matériel.

En cas de non-fonctionnement, vous disposez de quatorze jours pour nous le retourner.